

Blonde Me Clay Lightener blanš 350g



Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax \$77.06

Price with discount \$73.39

Sales price \$77.06

Sales price without tax \$73.39

Discount

Tax amount \$3.67

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Schwarzkopf Professional](#)

Description

Clay Lightener - Izbjeljiva? u glini s jedinstvenom formulom iz mekog u ?vrsto posebno dizajniran za tehniku slobodnom rukom

- S integriranom Anti-Metal Bond Protection tehnologijom za zaštitu kose tijekom procesa za minimalno lomljenje kose
- Do 7 razina podizanja
- Prikladno za baze 3–8
- Kreirajte najtraženiji balayage izgled slobodnom rukom
- Jednostavna i precizna aplikacija
- Mekana pa ?vrsta formula

Blanš: Blonde Me Clay Lightener blanš 350g

· Puder koji se manje praši
IZVAN VLASIŠTA

IZBJELJIVA? U GLINI S KONZISTENCIJOM S KOJOM JE LAKO RADITI ZA JASNE REZULTATE POSVJETLJIVANJA.

Uvijek nanesite na suhu kosu. Nije prikladno za aplikaciju na vlasištu. Za tehniku slobodnom rukom. Ne smije se miješati s BLONDME Premium Lightenerom 9+.

Šešljem pomiješajte BLONDME Clay Lightener s BLONDME razvijajem

Obogaen glinom kaolin ,pretvara formulu iz meke u vrstu nakon nanošenja i stvara ljusku oko kose. Izolira izbjeljiva? dopuštaju?i mu da ostane vlažan dok osloba?a svoju punu snagu posvjetljivanja unutar vlakna kose – Nema potrebe za folijama!

MIJEŠANJE

- Uvijek koristiti u kombinaciji s BLONDME premium razvijajima
- Uvijek miješajte BLONDME Clay Lightener u fleksibilnom omjeru 1:1,5–1:2 s BLONDME Premium razvijajem 6%/20 Vol., 9%/30 Vol. ili 12%/40 Vol.

(30g BLONDME Bond Enforcing Premium Clay Lightenera i 45 ml do 60 ml BLONDME Premium razvijaja)

Za lakše miješanje koristite šešalj umjesto kista kako biste postigli savršeni kontrast.

APLIKACIJA I RAZVIJANJE

- Nanesite na suhu kosu, nemojte prije šamponirati
- Nanesite mješavinu odmah nakon pripreme
- Uzmite sekcije u obliku polumjeseca
- Proizvod ravnomjerno nanesite na površinu kose kako biste osigurali najbolji mogu?i rezultat izbjeljivanja
- Ostavite da se razvije 20–45 min. Vizualno provjerite razvoj tijekom obrade.
- Dodatna toplina nije preporuena

Reviews

There are yet no reviews for this product.